

温めながら引締める

気になる部分をお手軽にブルリン!!

温熱 EMS
BLULIN7
ブルリン7



温熱 & EMS

二の腕 EMS ※ オプションパーツです。

顎・顔 EMS ※ オプションパーツです。

胸・首 EMS ※ オプションパーツです。

腹部 温熱 EMS

太もも EMS ※ オプションパーツです。

足裏 温熱 EMS

脹ら脛 EMS (多目的)

全身コース

小顔コース

二の腕コース

お腹コース

特徴

- Features 01 簡単装着
- Features 02 同時に4部位
- Features 03 座りながら
- Features 04 寝ながら
- Features 05 温める
- Features 06 引締めEMS

温熱 & EMS ケア 温熱 EMS



Waist

Chest

Back



Hip




Waist



Foot

多目的 EMS ケア EMS



Shoulder

Neck



Thigh

Knee




簡単操作で 25種類のプログラム 3種類の Auto モード

C ケア回復モード

ガルバニック波長 (GALVANIC WAVE)


スポットに対する直下的な刺激で血行を促進して循環を良くします。



A 体質改善モード

ガルバニック波長 (GALVANIC WAVE)


鍼、灸のような刺激効果で経皮および筋肉を繰り返し収縮、弛緩させて体の回復をサポート。コンディショニング維持に最適



B 脂肪燃焼&筋肉アップモード

パラディック波 (PARA DICK WAVE)

痛くないスムーズな刺激で深く筋肉の収縮と弛緩を繰り返して脂肪を燃焼、骨角筋、平滑筋を刺激して筋肉を強化



温熱 EMS BLULIN7 ブルリン7

仕様

製品名	BLULIN7 (ブルリン7)
消費電力	AC 100V/60Hz/120VA
出力波形	矩形波
治療周波数	800~150Hz (自動調整)
最大電流	10mA (自動調整)
プレート温度	最大設定温度 36±3℃
プレートヒーター	定格 30W
タイマー	1~90分 (分刻み)
本体サイズ	330mm(W)×255mm(D)×65mm(H)
足裏プレートサイズ	320mm(W)×350mm(D)×80mm(H)
重量	約 10kg (梱包材・基本セット含む)

※ 本製品は医療機器ではありません。

標準パーツ



オプションパーツ

